

Pakketten diarree paard en veulen/jaarling

PCR-diagnostiek heeft als voordeel dat het een snelle en gevoelige onderzoeksmethode is. Dit kan in de praktijk in geval van bijvoorbeeld (sub)acuut zieke paarden met als klacht diarree, al dan niet in combinatie met koorts, een groot voordeel opleveren. Daarom hebben we ook PCR-pakketten voor de meest voorkomende infectieuze oorzaken van diarree bij paard en veulen. U kunt materiaal hiervoor digitaal inschrijven via VeeOnline of gebruiken van het (meest actuele) inzendformulier 'Monsters paard PCR' op onze website.

De PCR-pakketten bevatten de volgende onderzoeken:

Pakket diarree paard (PCR):

- *Clostridium difficile* (toxine-gen B)
- *Clostridium perfringens* (toxine-genen CPA, CPB en CPB2)
- Equine coronavirus
- *Salmonella* spp.

Pakket diarree veulen/jaarling (PCR):

- *Clostridium difficile* (toxine-gen B)
- *Clostridium perfringens* (toxine-genen CPA, CPB en CPB2)
- Equine coronavirus
- *Salmonella* spp.
- Equine rotavirus
- *Lawsonia intracellularis*

Op de uitslag treft u bij de aangetoonde ziekteverwekkers, met uitzondering van equine coronavirus, een kwantificering van de gevonden hoeveelheid aan. De soort en hoeveelheid pathogenen is namelijk, samen met de klinische symptomen, een goede indicatie van de relevantie van de uitslag.

Artikelnummer 12074 Pakket diarree paard PCR (Eswab)*
Artikelnummer 12073 Pakket diarree veulen/jaarling PCR (Eswab)*
Artikelnummer 12105 Pakket diarree paard PCR (faeces)*
Artikelnummer 12106 Pakket diarree veulen/jaarling PCR (faeces)*

*Kijk voor de actuele tarieven op www.gddiergezondheid.nl/tarieven

Eswab en faecesmonster

Voor de pakketten kunt u zowel losse faecesmonsters als Eswabs uit faeces insturen. Rectale afname van faeces met behulp van een Eswab is een gemakkelijke en schone monsternamemethode die ook bij andere diersoorten en bij de mens inmiddels veel wordt toegepast. Ook kan een Eswab gebruikt worden op een reeds opgevangen faecesmonster. Eswabs zijn eenvoudig in onze webshop te bestellen onder artikelnummer VDDIS064.

Mengmonster Eswab

Als er meerdere paarden diarree hebben is een gepoold monster maken van maximaal drie paarden een optie. Hetzelfde geldt voor het opvangen van mest op drie verschillende dagen van een individueel paard (zeker voor salmonella en Lawsonia, waarbij intermitterende uitscheiding kan plaatsvinden, kan dit de kans op detectie vergroten).

Eswabs 1:3 voor mengmonsters zijn in onze webshop te bestellen onder artikelnummer VDDIS072. In de verpakking zitten twee roze en één witte Eswab. Haal een roze swab door het eerste mestmonster, deze brengt u in de vloeistof in de buis. Dit herhaalt u met de tweede roze swab uit het tweede mestmonster. De roze swabs mag u na gebruik weggooien. Daarna haalt u de witte Eswab door het derde mestmonster en breekt de swab af bij de breekrand. Hierna sluit u het buisje af en stuurt u deze naar het lab.



Vragen over dit pakket?

Bel 088 2025 500

