



## INZENDFORMULIER MONSTERS VARKENS HAPPY BITE

Aantal monsters:	Authorisatie Datum	Ontvangst sticker:	Inzendnummer: <span style="float: right;">In te vullen door de GD</span>
<b>Speeksel</b> 	Paraaf	Deze ruimte niet beschrijven	Deze ruimte niet beschrijven

### Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen

<b>Veehouder (eigenaar UBN):</b> ----- Adres: ----- Postcode + Plaats: -----	UBN : Rel :
<b>Dierenarts/praktijk:</b> ----- Postcode + Plaats: -----	DAP Nr :
<b>Overige :</b> -----	Nr :

Inzender is	Veehouder	Dierenarts	Overige	Engelse uitslag
Extra uitslag	Veehouder	Dierenarts	Overige	
Rekening naar	Veehouder	Dierenarts	Overige	
Materiaal	Speeksel			

Referentie (Dit kenmerk komt op uitslag en factuur):

Nummer monster	Hok identificatie	Leeftijd
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr
		dg wk mnd jr

<b>Onderzoeken</b>
Datum monstername:  -  -
Datum verzonden:  -  -

<b>Opdrachtgever</b>	<b>Toelichting / Anamnese</b>
Naam: ..... Handtekening: ..... Datum: .....	

## Onderzoeken

### ELISA

### PCR



3\*



3\*



3\*

3\* Per inzending wordt standaard 1 monster (meest positieve) gesequenced

1. Plaats het touw boven het hok op schouderhoogte van de varkens. Zorg ervoor dat het touw stevig vastzit. Verwijder het tape aan het begin en eind van het touw. Laat de varkens 20 tot 30 minuten op het touw kauwen.
2. Trek handschoenen aan, pak het touw en plaats het in de zak. Pers het speeksel uit het touw door er stevig in te knijpen of het te strippen. Verzamel minimaal 3 milliliter speeksel.
3. Verwijder de buis van de zak en sluit de buis goed af. Plak de meegeleverde sticker op de buis en vermeld de identificatie op de sticker. U kunt het monster digitaal inschrijven of het inzendformulier downloaden.